

PANTOIRE BLACK-Z

BZ Equipment — Notice V.02 — janvier 2019

Synthèse de montage — VERSION ALLONGÉE / VERSION ½ ASSIS

1 — VERSION ALLONGÉE / STEF

position horizontale



Principe

Système d'équilibrage permettant de garantir l'horizontalité de la civière. La pantoire est intégralement réglable ; le système AVANT est démultiplié 4:1.

MONTAGE STANDARD — CIVIÈRE BARQUETTE FERNO

- ① Monter les **4 Daisy Chain** en tête d'alouette sur la civière (côté grande boucle).
- ② Connexions **AVANT** → **3e boucle cousue**.
- ③ Connexions **ARRIÈRE** → **11e boucle cousue** (marquage standard à réaliser par l'utilisateur).
- ④ Renvoi possible en point central pour contrôler le réglage au JAG.
- ⑤ Ajuster précisément selon le **volume, centre de gravité et matériel de médicalisation** de la victime.

Repérage STEF : identification facile du trou opposé aux connexions extérieures grâce au repère visuel.

2 — VERSION ½ ASSIS

position inclinée



Transformation

Inverser le sens de la barre d'écartement et effectuer une rotation pour passer en configuration ½ assis.

MONTAGE STANDARD — CIVIÈRE BARQUETTE FERNO

- ① Monter les **4 Daisy Chain** en tête d'alouette sur la civière (côté grande boucle).
- ② Connexions **AVANT** → **11e boucle cousue**.
- ③ Connexions **ARRIÈRE** → **5e boucle cousue**.
- ④ Sécurisation possible de la position ½ assise par une **sangle reprise sur les Daisy Chain AVANT**.



Position obtenue : réglage inversé, facile et réversible en déclivité / proclivité.